

# Fundação COI



## CATÁLOGO DE AJUDAS TÉCNICAS



Equipamento Técnico para  
Pessoas com Mobilidade Condicionada

## CAMA ELÉCTRICA TRIPARTIDA




Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicada para clientes acamados com capacidade para “controlar” a cama através do comando manual</li><li>Útil para proporcionar um maior conforto a clientes num estado de saúde debilitado</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Cama eléctrica tripartida</b>, com 4 rodas, com travão</li><li>· Estrado dividido em 4 planos, sendo 3 articulados através de motor accionado por comando</li><li>· Preparada para receber coluna de suspensão, haste de soro e grades laterais</li><li>· Medidas: 190 cm x 90 cm x 51 cm</li><li>· Peso: 68 kg</li></ul>

## CAMA MANUAL TRIPARTIDA




Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicada para clientes acamados com baixo nível de autonomia (para controlo da cama através de comando manual)</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Cama manual tripartida</b>, com 4 rodas, com travão</li><li>Estrado dividido em 4 planos, sendo 3 articulados por manivelas</li><li>Preparada para receber coluna de suspensão, haste de soro e grades laterais</li><li>Medidas: 190 cm x 90 cm x 51 cm</li><li>Peso: 60 kg</li></ul>

## GRADES DE PROTECÇÃO PARA CAMA



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicadas para protecção de clientes acamados</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Grades</b> com fecho com sistema de mola</li><li>· Adaptáveis a todas as camas JMS (3 tubos)</li></ul>

**GAIOLA DE PROTECÇÃO DE PÉS E PERNAS**

<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicada para clientes acamados com baixa mobilidade dos membros inferiores</li></ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Gaiola de protecção de pernas e pés</b>, do contacto e peso dos cobertores</li><li>· Estrutura em alumínio</li><li>Medidas: 75 cm x 40 cm x 31 cm</li></ul>

## COLUNA DE SUSPENSÃO COM TRIÂNGULO



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicada para clientes com necessidade de auxílio do triângulo para se movimentar</li></ul> <p>Ou</p> <p>Para clientes com perfusões em curso</p>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Coluna de suspensão</b> para cama em tubo de aço inox, com correia</li><li>· Com 2 níveis de fixação da pega</li><li>· Peso: 2,8 kg</li></ul>

## COLCHÃO TRIPARTIDO



<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Adequado a camas articuladas devido à sua estrutura tripartida</li><li>· Aconselhado para evitar o aparecimento de úlceras de decúbito, minimizando a pressão nas proeminências ósseas</li></ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Colchão tripartido</b> com regulação ao nível da cabeça e dos pés</li><li>· Permite que o peso do corpo seja distribuído de forma uniforme, reduzindo a pressão</li><li>· De fácil limpeza e desinfecção</li></ul>

## COLCHÃO ANTI-ESCARAS DE PRESSÃO ALTERNADA



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Útil para clientes que, por motivos de saúde, permanecem longos períodos de tempo acamados</li><li>· As câmaras de ar que se enchem e esvaziam alternadamente, activam a circulação sanguínea e previnem a formação de escaras</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Colchão anti-escaras de pressão alternada com compressor</b></li><li>· Pode ser colocado sobre um colchão normal</li><li>· De fácil limpeza e desinfectação</li><li>· Medidas: 90 cm x 190 cm</li><li>· Peso máximo de utilizador: 160 kg</li></ul>



## ALMOFADA ANTI-ESCARAS



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Almofada em flocos de espuma, adequada a clientes que, por motivos de saúde, permanecem longos períodos de tempo acamados</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Almofada anti-escaras</b> em flocos de espuma</li></ul>

## CADEIRÃO GERIÁTRICO



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Útil para clientes com mobilidade reduzida, mas com tolerância ao levantar, proporcionando um bom conforto e facilidade de transporte de e para a cama</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Cadeirão</b> com rodas, manual, com encosto reclinável e elevação dos pés em simultâneo</li><li>· Estofado a napa de cor preta</li><li>· Inclui apoios laterais ao nível dos ombros e cabeça</li></ul>

## ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA



<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicado para clientes acamados ou com mobilidade reduzida, em que a mobilização auxiliada por terceiros se torna também difícil devido a factores como a obesidade</li></ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Elevador de transferência</b> de fácil transporte</li><li>Cómodo e fácil de usar</li><li>Apropriado para uso doméstico devido às dimensões reduzidas</li><li>Capacidade de elevação até 150 kg (variável entre 51,5 e 158,5 cm)</li><li>Comprimento total: 100 cm</li><li>Largura total: 53 cm ("pernas" fechadas) e 89 cm ("pernas" abertas)</li><li>Inclui uma cesta de transferência</li></ul>

## CESTA PARA ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicada para clientes com controlo limitado da cabeça, tronco, ou ancas, sobretudo para transferências desde ou para uma posição deitada, podendo ser também utilizado para transferências na posição sentada</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Cesta para elevador de transferência</b></li><li>· Permite que o cliente seja transferido de forma cómoda, uma vez que oferece uma excelente sustentação do corpo e da cabeça</li><li>· Pode também ser utilizada sem o apoio da cabeça</li></ul> <p>Peso máximo de utilizador: 90 kg</p>

## DEGRAU DE 3 SECÇÕES



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicado para clientes com dificuldade em subir ou descer para a cama (por exemplo)</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Degrau</b> de 3 secções em aço inoxidável</li><li>· Com borrachas antiderrapantes nos pés</li></ul> <p>Medidas: 71,5 x 40 x 67 cm</p>

## DEGRAU DE 2 SECÇÕES



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicado para clientes com dificuldade em subir ou descer para a cama (por exemplo)</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Degrau</b> de 2 secções em aço inoxidável</li><li>Com borrachas antiderrapantes nos pés</li></ul> Medidas: 48,5 x 40 x 50 cm

## CADEIRA DE RODAS



<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicada para clientes com dificuldade de locomoção ou portadores de deficiência física</li><li>· É movida manualmente</li><li>· Aconselhada quer em situações temporárias, quer definitivas</li></ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Cadeira de rodas</b> em alumínio leve</li><li>· Dobrável</li><li>· Com rodas traseiras 24", maciças e eixo de aperto rápido</li><li>· Assento e encosto em Nylon respirável</li><li>· Apoio para os pés, dobrável</li><li>· Braços fixos</li><li>· Largura do assento: 46 cm</li><li>· Largura do assento dobrado: 24 cm</li><li>· Altura: 86 cm</li><li>· Comprimento: 100 cm</li></ul>

## ANDARILHO COM RODAS



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Adequado a utentes com diminuição da amplitude dos movimentos, debilidade muscular e perda sensorial</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Andarilho</b> com 2 rodas dianteiras, desmontável</li><li>· Feito em tubos de aço</li></ul> Largura: 56 cm



## ANDARILHO ARTICULADO



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Adequado a utentes com diminuição da amplitude dos movimentos, debilidade muscular e perda sensorial</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Andarilho</b> articulado</li><li>· Desdobrável</li><li>· Homologado até peso máximo de utilizador de 127 kg</li><li>· Altura regulável: 76-86 cm</li><li>· Largura total: 53 cm</li></ul>

## CANADIANAS



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicadas quando existem dificuldades para apoiar um pé no solo ou para substituir a falta de um membro inferior</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Canadianas</b> de alumínio de altura regulável</li><li>· Altura regulável de 86-117 cm</li><li>· Telescópicos de dupla regulamentação</li></ul> <p>Peso: 2 kg</p>

## CADEIRA DE RODAS PARA BANHO



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicada para clientes com dificuldade de locomoção, quer temporária, quer definitiva; ou para portadores de deficiência física, sendo movida manualmente</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Cadeira de rodas para banho</b></li><li>Funciona também como cadeira sanitária</li><li>Estrutura em alumínio de alta resistência</li><li>Apoios de braços e costas destacáveis</li><li>Patim único rebatível</li><li>Com tampa de cobertura</li><li>Peso máximo de utilizador: 100 kg</li></ul>

## CADEIRA SANITÁRIA




Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Útil para pessoas com a mobilidade reduzida, podendo ser utilizada para evitar uma maior deslocação, como por exemplo, à casa de banho</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Cadeira sanitária</b> regulável em altura (59 – 74 cm)</li><li>· Possui apoio de braços</li><li>· Pernas com borrachas antideslizantes</li><li>· Funciona também como elevador de sanita</li><li>· Peso máximo de utilizador: 226 kg</li></ul>

## BANCO PARA BANHO



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>· Útil para clientes com pouco equilíbrio, permitindo tomar banho comodamente sentado</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Banco</b> para duche</li><li>· Pés reguláveis em altura (36-46 cm)</li><li>· Estrutura de alumínio com segurança reforçada</li><li>· Pernas com borrachas antideslizantes</li></ul> Medidas: 51 cm x 30,5 cm

## CADEIRA DE BANHEIRA ROTATIVA



<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aconselhável para clientes com dificuldades na mobilização e com limitações física</li> </ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Cadeira de banho rotativa</b>, robusta em ferro, plastificada a branco, com apoio de braços fixo e alavanca para adaptação da posição</li> <li>Adapta-se a qualquer banheira sem recurso a furos ou outras adaptações</li> <li>Fácil extracção para uso normal da banheira</li> <li>Medida entre os apoios: 73 cm (base superior)</li> <li>Medida mínima da base inferior: 52 cm</li> </ul>

**APOIO DE CABEÇA PARA BANHO/LAVA CABEÇAS**

<b>Indicação técnica de utilização</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Indicado para lavar a cabeça a clientes acamados, podendo ser adaptado</li></ul>
<b>Descrição funcional</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Apoio de cabeça/lava cabeças</b> insuflável em vinil resistente</li><li>· Facilita a lavagem da cabeça a pessoas acamadas</li><li>· Suporta comodamente, durante a lavagem, a cabeça, pescoço e ombros</li><li>· Fácil limpeza e desinfecção</li></ul> <p>Medidas: 60 cm x 50 cm x16 cm</p>

## CADEIRA ANFÍBIA



Indicação técnica de utilização	<ul style="list-style-type: none"><li>Indicada para clientes portadores de deficiência motora inibidora de mobilidade autónoma, visando promover a sua plena acessibilidade a actividades aquáticas, ajudando no processo de inclusão social de um cliente com deficiência</li></ul>
Descrição funcional	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Cadeira de rodas anfíbia</b>, para facilitar o acesso à praia (inclusive o acesso à água), para clientes portadores de deficiência</li><li>Bóias colocadas lateral e posteriormente, que permitem uma flutuação estável, sendo removíveis</li><li>Necessário o auxílio de uma pessoa para deslocar a cadeira ao longo da praia</li><li>Apoio de pés ajustável em várias posições</li><li>Possui rodas largas, evitando que se afunde na areia</li><li>De fácil armazenamento para transporte</li><li>Peso máximo de utilizador: 100 kg</li></ul>